

## Dentemp® - Instrucciones



**LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIÓN:** Este producto no debe usarse si existe dolor punzante o hinchazón en el área afectada. Consulte de inmediato a su dentista. Este producto se vende como un remedio temporal. Acuda a su dentista tan pronto como le sea posible para que le realice un trabajo permanente. El no hacerlo podría causarle una infección y/o una lesión grave.

**Para reemplazar un empaste perdido:** Lávese bien las manos. Enjuague la cavidad con agua tibia. No la seque; déjela húmeda. Use el aplicador para sacar una cantidad pequeña de material del frasco, forme una bolita con los dedos y presiónela firmemente dentro de la cavidad. Muerda varias veces para cerciorarse de que su mordida sea adecuada. **ELIMINE TODO MATERIAL EXCEDENTE. ENJUÁGUESE BIEN LA BOCA CON AGUA.** Espere 1 hora a que seque antes de comer.

**Para volver a cementar capas o coronas sueltas:** Lávese bien las manos. Prepare la corona quitando cuidadosamente tanto cemento viejo como le sea posible de dentro de la corona. Enjuáguese bien. Limpie y enjuague el área de la muela con agua y déjela húmeda. Vuelva a colocar la corona en la muela antes de aplicar **Dentemp®**. Cerciórese de que le ajuste bien. Si no le ajusta bien, **NO PROCEDA**. Acuda a su dentista. Use el aplicador para sacar una cantidad pequeña de material del frasco. Coloque una capa delgada de material (el grosor de 2 o 3 hojas de papel) en el hueco interior superior de la corona. Coloque la corona en la muela húmeda y presione con firmeza. Muerda varias veces para cerciorarse de que le ajuste bien. Si no siente la mordida completamente cómoda, quite la corona y repita todos los pasos anteriores hasta que sienta que la corona le ajusta normalmente. **ELIMINE TODO MATERIAL EXCEDENTE. ENJUÁGUESE BIEN LA BOCA CON AGUA.** Espere 1 hora a que seque antes de comer. **NOTA:** Cuando esté volviendo a colocar un puente, aplique **Dentemp®** con moderación en una sola muela hueca a cada extremo del puente. **Dentemp®** no debe usarse en implantes ni postes sin el consejo de su dentista.